

Med Gen S.A.S.U.

Tél: 09 81 03 05 77

Fax: 09 72 26 69 99

E-mail: contact@med-gen.com

Consommable pour spiromètre Speedyn

La Spirette™ est un tube de respiration breveté complètement ouvert par lequel passe le souffle.

La Spirette™ crée une barrière qui élimine (ou minimise) la contamination du spiromètre, sans compromettre la précision de la mesure ni augmenter la résistance du débit. Grâce à cette conception, le spiromètre Speedyn ne requiert aucune maintenance et ni calibration.

La mesure du débit est déterminée précisément par le temps de transit des vagues d'ultrasons qui sont transmis via le filtre antibactérien placé de chaque côté de la Spirette™.

Cette technologie permet la mesure du débit dans un tube de respiration totalement ouvert, avec pratiquement aucune pression de retour.

Avantages de la Spirette™

- Aucun coût supplémentaire
- Aucun équipement pour la calibration
- Aucun coût ou perte de temps pour la maintenance
- Aucun coût supplémentaire de filtre, capteur ou adaptateur
- **La Spirette™ est le seul accessoire du spiromètre**
- Elle est hygiénique (emballage individuel)
- Elle est à usage unique et biodégradable

